

КАМЕРА ТЕПЛА И ВЛАЖНОСТИ

Модель	УТ-6070	УТ-6150	УТ-6250
Объем камеры, л	70	150	250
Нагрев, °С	без увлажнения: 0...+65; с увлажнением: +10...+65		
Дискретность установки температуры, °С	0,1		
Точность поддержания температуры, °С	±0,5		
Неоднородность температуры, °С	±1		
Влажность, %	45-90		
Точность поддержания влажности, %	±5		
Материал камеры	нержавеющая сталь		
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/5	2/9	2/12
Размеры камеры, (ШхГхВ), см	42x35x50	50x40x75	50x50x95
Внешние размеры (ШхГхВ), см	576x56x102	64x62x127	66x70x147
Вес, кг			
Мощность, Вт	700	1 000	1 400
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		



УТ-6070

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА

Модель	УТ-7070	УТ-7150	УТ-7250
Объем камеры, л	74	150	250
Нагрев, °С	0...+65		
Дискретность установки температуры, °С	0,1		
Точность поддержания температуры, °С	±0,5		
Неоднородность температуры, °С	±1,5		
Влажность, %	40-90		
Точность поддержания влажности, %	±5		
Освещенность, LX	0 - 12 000	0 - 16 000	0 - 20 000
Материал камеры	нержавеющая сталь		
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской		
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/5	2/9	2/12
Размеры камеры, (ШхГхВ), см	42x35x50	50x40x75	50x50x95
Внешние размеры (ШхГхВ), см	57x56x102	64x62x127	66x70x147
Вес, кг			
Мощность, Вт	700	1 000	1 400
Электропитание	220 В; 50-60 Гц		



УТ-7070