


## B-12AB, блок

### ОПИСАНИЕ

B-12AB блок для одного глубоколоночного планшета Abgene™ 96/1200 мкл - Cat.No. AB0564, AB0787



### КАТ. HOMER

BS-010159-SK

B-12AB блок для одного глубоколоночного  
планшета Abgene™ 96/1200 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)