


В-2РО, блок

ОПИСАНИЕ

В-2РО блок для одного глубоколоночного планшета PlateOne® 96/2000 мкл - Cat.No. S1896-2000



КАТ. HOMEP

BS-010159-NK

В-2РО блок для одного глубоколоночного
планшета PlateOne® 96/2000 мкл



TS-DW

Without thermoblock

Термошейкер для глубоколоночных планшетов

TS-DW, термо-шейкер предназначен для перемешивания в глубоколоночных планшетах в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо-шейкера. ...

[читать далее](#)