

**Набор гирь класса точности M<sub>1</sub>:**

набор (10 мг-50 г) M<sub>1</sub>,  
набор (10 мг-100 г) M<sub>1</sub>,  
набор (10 мг-500 г) M<sub>1</sub>.

**Паспорт**  
**НГ.00.00 ПС**

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Набор гирь класса точности M<sub>1</sub>: набор (10 мг-50 г) M<sub>1</sub>, набор (10 мг-100 г) M<sub>1</sub>, набор (10 мг-500 г) M<sub>1</sub> (в дальнейшем - набор гирь) предназначен для поверки или калибровки гирь класса точности M<sub>2</sub> и для использования с весами среднего класса точности III.

Наборы гирь выпускаются трех видов в соответствии с таблицей 1.

1.2. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 ГОСТ 15150 – 69.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -30 до +50°C.

1.3. Набор гирь соответствует ГОСТ OIML R 111-1-2009.

**2 Основные технические данные**

2.1 Погрешность массы гирь – в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009 .

2.2 Материал гирь – алюминий, латунь и нержавеющая сталь.

**3 Комплектность**

3.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Номинальное значение массы, гири	Количество гирь в наборе, шт		
	Набор (10мг-50г) M1	Набор (10мг-100г) M1	Набор (10мг-500г) M1
10мг	1	1	1
20мг	2	2	2
50мг	1	1	1
100мг	1	1	1
200мг	2	2	2
500мг	1	1	1
1 г	1	1	1
2 г	2	2	2
5 г	1	1	1
10 г	1	1	1
20 г	2	2	2
50 г	1	1	1
100 г	-	1	1
200 г	-	-	2
500 г	-	-	1
Футляр	1	1	1
Пинцет	1	1	1
Этикетка	1	1	1

**4 Срок службы и хранения и гарантии изготовителя**

4.1. Срок службы 10 лет.

4.2. Срок хранения 5 лет в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.3. Гарантии изготовителя. При хранении, транспортировании и эксплуатации в соответствии с требованиями стандарта гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня их выпуска.

В течение гарантийного срока, при обнаружении недостатков, потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей» при предъявлении паспорта с отметкой магазина о дате продажи.

Предложения и претензии по качеству направлять по адресу: Россия, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, АО «НТМИЗ». тел. (3435) 40-10-90.

**5 Консервация**

Набор гирь подвергнут консервации согласно требованиям стандарта.

Предельный срок защиты без переконсервации 5 лет.

**6 Свидетельство об упаковке**

Набор гирь № 0045 упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

24 МАР 2021

**7 Свидетельство о приемке**

Набор гирь № 0045 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П. \_\_\_\_\_



Е. Л. Орехова

8.1 Поверка – в соответствии с ГОСТ OIML R 111-1-2009

Периодичность поверки 1 год.

8.2 Набор гирь на основании первичной поверки признан годным. Поверка выполнена

Дата поверки 24 МАР 2021

Поверитель \_\_\_\_\_

Т.Е. Селихова



8.3. Набор гирь на основании периодической поверки признан годным.

Дата поверки \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_

**9 Утилизация**

9.1. Набор гирь, пинцет, футляр утилизируются как отходы класса «А». Утилизацию отходов класса «А» проводят в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.