

## Технические характеристики

### Автоматический гематологический анализатор Elite 3

<b>Тип прибора</b>	Автоматический анализатор с дифференцировкой лейкоцитов на 3 популяции
<b>Производительность</b>	80 тестов в час, открытые пробирки
<b>Тип дозирования образца</b>	Открытая пробирка с автоматическим ротором подачи
<b>Принцип измерения</b>	Кондуктометрический метод Фотометрический метод для измерения гемоглобина
<b>Объем образца</b>	25 мкл цельной крови, 50 мкл в режиме предварительного разведения
<b>Получение результата:</b>	через 45 секунд
<b>Индикатор статуса прибора:</b>	Информирование пользователя о статусе прибора изменением цветовой индикации LED полоски состояния (красный/жёлтый/зелёный)
<b>Интерфейс пользователя</b>	Сенсорный ЖК-дисплей, разрешение 320 x 240 точек
<b>Интерфейс подключения</b>	Порт для подключения ПК (USB) Порт для подключения внешней клавиатуры (USB) Порт для подключения внешнего принтера (USB)
<b>Емкость памяти:</b>	1000 результатов, с гистограммами по RBC, PLT и трём популяциям WBC
<b>Питание</b>	Внешний источник питания, 200-240 Вт, 50-60 Гц.
<b>Размер, вес</b>	320x260x365 (Д x Ш x В), 12 кг