

## Технические характеристики

### Автоматический гематологический анализатор Elite 5

<b>Тип прибора</b>	Автоматический анализатор с дифференцировкой лейкоцитов на 5 популяции
<b>Тип дозирования образца</b>	Открытые и закрытые пробирки с автоматическим ротором подачи
<b>Производительность</b>	60 тестов в час, открытые пробирки
<b>Принцип измерения</b>	Кондуктометрический метод измерения для подсчета общего количества клеток Лазерный метод для дифференцировки лейкоцитов на 5 популяций Фотометрический метод для измерения гемоглобина
<b>Объем образца</b>	110 мкл цельной крови из открытой или закрытой пробирки
<b>Интерфейс пользователя</b>	Сенсорный ЖК-дисплей
<b>Интерфейс подключения</b>	Порт для подключения ПК (USB) Порт для подключения внешней клавиатуры (PS/2) Порт для подключения внешнего принтера (USB) Порт для подключения внешнего сканера штрих-кода (USB)
<b>Емкость памяти:</b>	100 000 результатов, со скатерограммами и гистограммами
<b>Питание</b>	Внешний источник питания, 110-230 Вт, 47-63 Гц.
<b>Размер, вес</b>	410x460x515 (Д x Ш x В), 35 кг, 45 кг с устройством автоматической подачи проб