



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМЭКС»

Юридический адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3

Почтовый адрес: пр. Академический, д. 4, стр. 3, г. Томск, 634055

Тел./факс: (3822) 492 152, 492 631, 490 150, 490 145

termex@termexlab.ru

www.termexlab.ru

Информационное письмо
о возможности аттестации лабораторной бани ЛБ

Основные положения и порядок проведения аттестации испытательного оборудования (ИО) устанавливает ГОСТ Р 8.568 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». В соответствии с его требованиями испытательное оборудование подвергают первичной аттестации при вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении. Первичную аттестацию ИО проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром.

Согласно требованиям ГОСТ Р 8.568 методика первичной аттестации испытательного оборудования может быть разработана подразделением, проводящим испытания, и не имеет ограничения по сроку действия. Если методика удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию.

Соответственно, при необходимости аттестации лабораторной бани ЛБ, представитель государственного научного метрологического центра может аттестовать баню по типовой или разработанной Вами методике.

С уважением,
Руководитель отдела метрологии
ООО «Термэкс»

Н.А. Бондаренко