



Корзина КРИО-ВТ-12-12/26К

Паспорт ТКЛШ 2.998.518 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина КРИО-ВТ-12-12/26К предназначена для размещения 26 пробирок диаметром до 12 мм во внутренней ванне жидкостных низкотемпературных термостатов КРИО-ВТ-12 и КРИО-ВТ-12-1 серии МАСТЕР.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм..... 130×78×170

2.2 Диаметр рабочего места, мм Ø12

2.3 Количество рабочих мест 26

2.4 Масса, кг, не более 0.2

3 Состав изделия

3.1 Внешний вид корзины КРИО-ВТ-12-12/26К показан на рисунке 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

4 Сведения о приемке

Корзина КРИО-ВТ-12-12/26К соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.156.004-01 и признана годной для применения.

Дата выпуска _____

М.П.


ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>