

5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

- Российское производство с европейским качеством. ISO 13485:2016
- Наши продукты рекомендованы Научным Обществом Гастроэнтерологов России
- Мы всегда на шаг впереди - воплощаем инновационные идеи в жизнь.



2017 2018 2021



- Мы работаем – Вы зарабатываете (предоставляем экономическое обоснование для работы с продукцией «АМА»)
- Заботимся о каждом клиенте
 - Авторизированная сервисная служба
 - Маркетинговая поддержка клиентов
 - Клиентская поддержка +7 (812) 321-75-01



ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»
Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6, лит. Е, пом. 1Н
Тел: 8 (812) 380-7699, 8 (812) 321-7501
E-mail: info@amamed.ru; www.хелик.пф, www.amamed.ru

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ *Helicobacter pylori*



ХЕЛИК®-скан-М

Информация для гастроэнтерологов, терапевтов и педиатров!

Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М предназначена для экспресс-диагностики инфекции *Helicobacter pylori*. Принцип действия тест-системы ХЕЛИК® основан на определении активности фермента уреазы, вырабатываемой *H.pylori* в желудке до и после приема пациентом нагрузки в виде мочевины нормального изотопного состава.

Система может быть использована в практике клинико-диагностических лабораторий, врачей, гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей как для первичного обследования, так и для динамического наблюдения за больными и контроля эффективности терапии.

Почему врачи выбирают ХЕЛИК®-скан-М

- Высокие показатели специфичности (92%) и чувствительности (95%)*;
- Отсутствие ограничений по возрасту и состоянию пациента;
- Скорость обследования не более 15 минут;
- Безболезненно и безопасно для пациента;
- Удобно для врача.

* Корниенко Е.А., Дмитриенко М.А., Сравнительная оценка эффективности современных методов диагностики инфекции *Helicobacter pylori*. Педиатрия №1, С. 4-8, 2008 г.



программа переведена на 7 языков

- Полная автоматизация проведения процедуры обследования
- Результаты диагностики выводятся на экран
- Сохранение базы пациентов в электронном виде
- Не требует периодического сервисного обслуживания

- В комплект поставки входит набор для проведения 50 обследований



Более 500 приборов помогают врачам в экспресс-диагностике *Helicobacter pylori* в России и за рубежом